


Кроличья Моноклональная Антитела К Человеческому Egfr Для If/Icc, Fc — P00533

Артикул: CM0004740



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитела к человеческому EGFR для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Направлена на внеклеточный домен (аа 335-525) рецептора эпидермального фактора роста. Подходит для образцов человека; валидирована для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья мАТ к человеческому EGFR
Примечания/Псевдонимы	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; рецептор эпидермального фактора роста
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1956
GeneID	1956
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 335-525 человеческого EGFR (NP_005219.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	44кДа/69кДа/77кДа/134кДа
Доставка	С хладагентом