


Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому ErbB3/Her3 () Для Проточной Цитометрии — P21860

Артикул: CM0011109



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , направленное против человеческого ErbB3/HER3 (UniProt P21860). Валидировано для проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для изучения экспрессии ErbB3/HER3 и сигнального пути нейрегулина в образцах эпителиальных и раковых тканей человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, антитело кролика к человеческому ErbB3/HER3, mAb
Примечания/синонимы	ERBB3; ErbB-3; HER3; LCCS2; MDA-BF-1; c-erbB-3; c-erbB3; erbB3-S; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; рецептор тирозинкиназы 3 erb-b2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2065
Идентификатор гена	2065
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-643 человеческого ErbB3/HER3 (NP_001973.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P21860
Молекулярная масса белка	20 кДа/36 кДа/77 кДа/141 кДа/148 кДа
Доставка	Пакет со льдом