


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого ErbB3/Her3 Для Проточной Цитометрии - P21860

Артикул: CM0012030



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело специфически детектирует рецепторную тирозинкиназу человека ErbB3/HER3. Предназначено для применения в проточной цитометрии на образцах человека, поддерживая онкологические исследования и исследования передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого ErbB3/HER3 mAb
Примечания/Альтернативные названия	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2065
GeneID	2065
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-643 человеческого ErbB3/HER3 (NP_001973.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21860
Молекулярная масса белка	148 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом