


: Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого ErbB3/Her3 Для Проточной Цитометрии — P21860

Артикул: CM0010819



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ErbB3/HER3, для проточной цитометрии. Распознаёт внеклеточный домен (а.к. 20–643) рецепторной тирозинкиназы, участвующей в передаче сигналов нейрегулина и активации PI3K.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	: кроличье моноклональное антитело против человеческого ErbB3/HER3
Примечания/синонимы	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
Вид	Человек
Идентификатор гена	2065 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20–643 человеческого ErbB3/HER3 (NP_001973.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрёстная реактивность	Человек
Swiss-Prot	P21860
Молекулярная масса белка	148 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент