

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Erg Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - P11308

Артикул: CM0010590



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ERG (p55/erg-3). Специфично для внутриклеточной проточной цитометрии, валидировано на человеческих образцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому ERG, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	p55; erg-3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2078
GeneID	2078
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ERG (NP_891548.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11308
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом