


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Erg Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P11308

Артикул: CM0008692



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ERG (p55/erg-3). Предназначено для приложений внутриклеточной проточной цитометрии (FC intra). Распознает человеческий ERG; предсказанная молекулярная масса 54кДа. UniProt: P11308.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье mAb против человеческого ERG
Примечания/Алиасы	p55; erg-3
Вид	Человек
Gene ID (человек)	2078
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ERG (NP_891548.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (intra)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11308
Молекулярная масса белка	54кДа
Доставка	Пакет со льдом