

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Fap Для Проточной Цитометрии - Q12884

Артикул: CM0009346



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого FAP для проточной цитометрии. Специфически обнаруживают альфа-белок активации фибробластов (FAP α) в образцах человека. Идеально подходят для исследований в области онкологии, фиброза и ремоделирования тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАТ против человеческого FAP
Примечания/Псевдонимы	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; пролилэндопептидаза FAP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2191
GeneID	2191
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-760 человеческого FAP (NP_004451.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q12884
Молекулярный вес белка	27kDa/87kDa
Доставка	Сумка со льдом