

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Fatp1 Для Проточной Цитометрии - Q6Pcb7

Артикул: CM0004120

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого FATP1 (SLC27A1), валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Подходит для исследований транспорта и метаболизма жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому FATP1 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	376497
ID гена	376497
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 510-646 человеческого FATP1 (NP_940982.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6PCB7
Молекулярная масса белка	52 кДа / 71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом