

Моноклональное Кроличье Антитело К Человеческому Fatp1 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии — Q6Pcb7

Артикул: CM0012124

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому FATP1 (SLC27A1), валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Подходит для исследований транспорта и метаболизма длинноцепочечных жирных кислот. UniProt Q6PCB7.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому FATP1, мкА
Примечания/Синонимы	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	376497
ID гена	376497
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 510–646 человеческого FATP1 (NP_940982.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6PCB7
Молекулярная масса белка	52 кДа/71 кДа
Доставка	Холодильный пакет