

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Fgfr3 Для Проточной Цитометрии - P22607

Артикул: CM0004927



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого FGFR3, валидированные для проточной цитометрии. FGFR3 является ключевым регулятором дифференцировки хондроцитов и развития скелета. Идеально подходят для клеточного анализа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик anti-Human FGFR3 мАт
Примечания/Псевдоним	АСН; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2261
GeneID	2261
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Кросс-реактивность	Человек
SWISS	P22607
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка со льдом