


Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Flt3/Cd135 Для Проточной Цитометрии - P36888

Артикул: CM0012501



введение

Моноклональное антитело кролика к человеческому Flt3/CD135, конъюгированное с и валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на рецепторную тирозинкиназу FLT3, участвующую в дифференцировке и выживании гемопоэтических клеток. Подходит для исследований стволовых клеток и лейкозов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к человеческому Flt3/CD135
Примечания/синонимы	FLT3; CD135; FLK-2; FLK2; STK1; тирозинкиназа 3, связанная с fms
Вид	Человек
GeneID (человек)	2322
GeneID	2322
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-163 человеческого Flt3/CD135 (NP_004110.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P36888
Молекулярная масса белка	108 кДа/112 кДа
Доставка	Пакет со льдом