


Моноклональное Антитело Кролик Против Человеческого Flt3/Cd135 Для Проточной Цитометрии — P36888

Артикул: CM0009648



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Flt3/CD135. Валидировано для проточной цитометрии; данное антитело детектирует рецепторную тирозинкиназу с молекулярной массой 108–112 кДа, необходимую для исследований гемопоэтических прогениторных клеток и изучения лейкоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого Flt3/CD135, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	FLT3; CD135; FLK-2; FLK2; STK1; тирозинкиназа 3, связанная с fms
Вид	Человек
ИД гена (человек)	2322
ИД гена	2322
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27–163 человеческого Flt3/CD135 (NP_004110.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P36888
Молекулярная масса белка	108 кДа/112 кДа
Доставка	Холодильный пакет