


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Galectin-3 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточной) — P17931

Артикул: CM0008049



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому Galectin-3. Идеально подходит для внутриклеточной проточной цитометрии. Обнаруживает белок массой 26 кДа. Реагирует с образцами человека. Подходит для исследований в области иммунологии, онкологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело к человеческому Galectin-3
Примечания/синонимы	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3958
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого Galectin-3 (NP_002297.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P17931
Молекулярная масса белка	26 кДа
Транспортировка	Охлаждающий пакет