


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Galectin 3 Для Fc (Внутриклеточная Окраска) - P17931

Артикул: CM0012190



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Galectin-3 (LGALS3), для внутриклеточной проточной цитометрии. Распознаёт человеческий Galectin-3, ~26 кДа. Подходит для исследований в области иммунологии, воспаления и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому Galectin 3
Примечания/синонимы	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
Вид	Человек
GeneID (человек)	3958
GeneID	3958
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого Galectin 3
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточная окраска)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P17931
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом