

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Gata3, Конъюгированное , Для Проточной Цитометрии - P23771

Артикул: CM0007890



введение

Конъюгированное кроличье моноклональное антитело к человеческому транскрипционному фактору GATA3 для внутриклеточной проточной цитометрии. Валидировано на реактивность с человеческим антигеном, масса белка 48 кДа. Идеально подходит для исследований активации клеток Th2 и макрофагов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого GATA3, конъюгированное
Примечания/Алиасы	HDR; HDRS
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	2625
ID гена	2625
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 человеческого GATA3 (NP_001002295.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Внутриклеточная проточная цитометрия (FC intra)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P23771
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	С пакетом со льдом