

Кроличья Моноклональная Антитела К Человеческому Gata3, Меченная , Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное Окрашивание) - P23771

Артикул: CM0012400



введение

Конъюгированная кроличья моноклональная антитела к человеческому транскрипционному фактору GATA3, предназначенная для внутриклеточной проточной цитометрии. Валидирована для работы с человеческими образцами, M_w 48 кДа. Подходит для исследований дифференцировки Т-клеток и Th2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья антитела mAb к человеческому GATA3, меченная
Примечания/Альтернативные названия	HDR; HDRS
Реактивность по виду	Человек
ID гена	2625
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 человеческого GATA3 (NP_001002295.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P23771
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодильный пакет