


Кролик Анти-Человеческий Глипикан 3 (Gpc3) Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - P51654

Артикул: CM0009054



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого Гликана 3 (GPC3), валидированное для проточной цитометрии (FC) с реактивностью к человеку. GPC3 — это протеогликан клеточной поверхности, участвующий в сигнальных путях Wnt и hedgehog, часто изучаемый в онкологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий Глипикан 3 (GPC3) мАт
Примечания/Псевдоним	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2
Вид	Человек
ID гена	2719
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P51654
Молекулярный вес белка	66кДа
Доставка	Сумка со льдом