

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Gr6/Grvi Для Проточной Цитометрии - Q9Hcn6

Артикул: CM0008933



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, специфичные к гликопротеину VI тромбоцитов человека (GP6/GPVI), предназначенные для проточной цитометрии. Ключевой инструмент для исследования активации тромбоцитов, индуцированной коллагеном, тромбоза и путей гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий GP6/GPVI мАт
Примечания/Псевдоним	GPVI; GPVI; BDPLT11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51206
GeneID	51206
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-267 человеческого GP6/GPVI (NP_057447.5).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9HCN6
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом