


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Gsk3β Для Проточной Цитометрии - P49841

Артикул: CM0012809



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому GSK3β, предназначенное для внутриклеточного обнаружения человеческого GSK3β методом проточной цитометрии. GSK3β является ключевой киназой в сигнальном пути Wnt, метаболизме глюкозы и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому GSK3β (mAb)
Примечания/Алиас	GSK3β
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2932
GeneID	2932
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 321-420 человеческого GSK3β (NP_001139628.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49841
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом