

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Her2/ErbB2 Для Fc - P04626

Артикул: CM0006120



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на человеческий HER2/ErbB2, валидированное для проточной цитометрии (FC). Распознает внеклеточный домен (аа 23-652) этой рецепторной тирозинкиназы, ключевого онкогена, сверхэкспрессируемого при раке молочной железы и других видах рака. Идеально для онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого HER2/ErbB2
Примечания/Альтернативные названия	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2064
GeneID	2064
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-652 человеческого HER2/ErbB2 (NP_004439.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04626
Молекулярная масса белка	138 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом