

Кроличья Моноклональная Антитела К Человеческому Her2/ErbB2, Конъюгированная , Для Проточной Цитометрии - P04626

Артикул: CM0012731



введение

Кроличья моноклональная антитела к человеческому HER2/ErbB2, конъюгированная флуорофором . Валидирована для применения в проточной цитометрии. Иммуноген: рекомбинантный внеклеточный домен белка (а.а. 23-652). Рекомендовано для исследований в области канцеробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к человеческому HER2/ErbB2
Примечания / Алиасы	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	2064
ID гена	2064
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-652 человеческого HER2/ErbB2 (NP_004439.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04626
Молекулярная масса белка	138 кДа
Условия доставки	С пакетом охлаждающего агента