

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Her2/ErbB2 Для Проточной Цитометрии - P04626

Артикул: CM0004641



введение

Моноклональные антитела кролика против человеческого HER2/ErbB2, валидированные для проточной цитометрии (FC). Нацелены на внеклеточный домен (а.о. 23–652) рецепторной тирозинкиназы HER2, ключевого онкопротеина, сверхэкспрессируемого при раке молочной железы и других онкозаболеваниях. Идеальны для онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик mAb против человеческого HER2/ErbB2
Примечания/Псевдонимы	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2064
GeneID	2064
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Кросс-реактивность	Человек
SWISS	P04626
Молекулярный вес белка	138кДа
Доставка	Сумка-холодильник