


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому ICAM-1/Cd54 Для Проточной Цитометрии - P05362

Артикул: CM0010010



введение

-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ICAM-1/CD54 (SWISS: P05362). Валидировано для проточной цитометрии (FC). Распознает внеклеточный домен этой молекулы клеточной адгезии и вирусного рецептора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому ICAM-1/CD54, mAb
Примечания/Альтернативные названия	BB2; CD54; P3.58
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3383
GeneID	3383
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-480 человеческого ICAM-1/CD54 (NP_000192.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05362
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом