


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому ICAM-1/Cd54 Для Проточной Цитометрии - P05362

Артикул: CM0005769



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому ICAM-1/CD54 (клон не указан), валидированное для проточной цитометрии (FC). Определяет человеческий ICAM-1, молекулу клеточной адгезии и рецептор риновируса, с предсказанной молекулярной массой 58 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому ICAM-1/CD54
Примечания/Альтернативные названия	BB2; CD54; P3.58
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3383
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-480 человеческого ICAM-1/CD54 (NP_000192.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05362
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом