


Кролиčky Моноклональные Антитела Против Человеческого Icam2/Cd102 Для Проточной Цитометрии - P13598

Артикул: CM0005215



введение

Моноклональные кроличьи антитела против человеческого ICAM2/CD102, конъюгированные с , для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 25-223). Валидированы для образцов человека. Идеально подходят для изучения адгезии и миграции иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиčky МАТ против человеческого ICAM2/CD102
Примечания/Псевдоним	CD102
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3384
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-223 человеческого ICAM2/CD102 (NP_000864.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13598
Молекулярный вес белка	31 кДа
Доставка	Сумка со льдом