


Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Icam2/Cd102 Для Проточной Цитометрии - P13598

Артикул: CM0007992



введение

Моноклональные антитела кролика, конъюгированные с , против человеческого ICAM2/CD102, валидированные для проточной цитометрии. Подходят для изучения адгезии лейкоцитов, иммунного надзора и миграции клеток. Специфичны к человеческому ICAM2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	мАТ кролика anti-Human ICAM2/CD102
Примечания/Псевдоним	ICAM2; CD102; межклеточная молекула адгезии 2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3384
ID гена	3384
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-223 человеческого ICAM2/CD102 (NP_000864.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13598
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом