


## Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Icam2/Cd102 Для Проточной Цитометрии - P13598

Артикул: CM0004209



### введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого ICAM2/CD102 (SWISS: P13598). Валидированы для проточной цитометрии, подходят для исследований адгезии лейкоцитов и миграции эндотелиальных клеток.

[Узнать больше](#)

|                           |                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                         | -                                                                                                                                          |
| Название продукта         | Кролик anti-Human ICAM2/CD102 мАт                                                                                                          |
| Примечания/Псевдоним      | CD102                                                                                                                                      |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                    |
| GeneID (человек)          | 3384                                                                                                                                       |
| GeneID                    | 3384                                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-223 человеческого ICAM2/CD102 (NP_000864.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                     |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                    |
| Применение                | FC (Проточная цитометрия)                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                    |
| SWISS                     | P13598                                                                                                                                     |
| Молекулярный вес белка    | 31кДа                                                                                                                                      |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                             |