


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого IDO1 Для Проточной Цитометрии - P14902

Артикул: CM0012343



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого IDO1 (индоламин-2,3-диоксигеназа 1) для внутриклеточной проточной цитометрии. Специфично для человеческих образцов, 45 кДа, UniProt P14902.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое IDO1 mAb
Примечания/Альтернативные названия	IDO; INDO; IDO-1
Вид	Человек
GeneID	3620
Иммуноген	Рекомбинантный белок-фузия, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-403 человеческого IDO1 (NP_002155.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14902
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом