


Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Ifn-Alpha/Beta R2 Для Проточной Цитометрии — P48551

Артикул: CM0010881



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, нацеленное на рецептор 2 человеческого интерферона альфа/бета (IFNAR2, P48551), валидированное для проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для выявления экспрессии рецептора интерферона типа I на клетках человека. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к человеческому IFN-alpha/beta R2
Примечания/синонимы	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3455
Идентификатор гена	3455
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P48551
Молекулярная масса белка	58 кДа/37 кДа/27 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом