


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Ifn-Альфа/Бета R2 Для Проточной Цитометрии - P48551

Артикул: CM0009622



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий IFN-альфа/бета R2 (IFNAR2) для проточной цитометрии. Идеально для изучения сигналинга интерферонов I типа, пути JAK-STAT и иммунного ответа. Перекрестно реагирует с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого IFN-альфа/бета R2 mAb
Примечания/Альтернативные названия	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3455
GeneID	3455
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P48551
Молекулярная масса белка	58 кДа/37 кДа/27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом