


Кролик Анти-Человеческий Ifn-Гамма Мат Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточный) - P01579

Артикул: CM0008713



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого интерферона гамма (IFN- γ), конъюгированное с , валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии (FC intra). Идеально подходит для исследований иммунного ответа и иммунотерапии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий IFN-гамма МАТ
Примечания/Псевдоним	IFG; IFI; IMD69
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3458
GeneID	3458
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-166 человеческого IFN-гамма (NP_000610.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточный)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01579
Молекулярный вес белка	19 кДа
Доставка	Сумка со льдом