

Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Ifn-Гамма Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное Окрашивание) — P01579

Артикул: CM0010770



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого IFN-гамма, валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Подходит для изучения иммунных ответов Th1, передачи сигналов цитокинов и противоопухолевого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	моноклональное антитело кролика к человеческому IFN-гамма
Примечания/синонимы	IFG; IFI; IMD69
Вид	Человек
GeneID	3458 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24–166 человеческого IFN-гамма (NP_000610.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P01579
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом