


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Легкой Цепи Ig К Человека Для Проточной Цитометрии - P01834

Артикул: CM0005680



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против легкой цепи Ig к человека для проточной цитометрии (FC). Нацелены на константную область (P01834, ~12 кДа). Надежный инструмент для исследований иммунологии В-клеток, профилирования антител и гуморального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против легкой цепи Ig к человека
Примечания/Псевдоним	Km; HCAK1; IGKCD
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3514
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-107 легкой цепи Ig к человека (P01834)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01834
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	Сумка со льдом