


Кроличье Моноклональное Антитело К Легкой Цепи Ig К Человека - P01834

Артикул: CM0004946



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на константную область легкой цепи Ig к человека (IGKC), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для исследований В-клеток и иммуноглобулинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к легкой цепи Ig к человека
Примечания/Альтернативные названия	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3514
ID гена	3514
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-107 легкой цепи Ig к человека (P01834)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01834
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом