


## Кроличыи Моноклональные Антитела Против Легкой Цепи Ig К Человека Для Проточной Цитометрии - P01834

Артикул: CM0011497



### введение

Кроличыи моноклональные антитела, конъюгированные с , нацеленные на константную область легкой каппа-цепи иммуноглобулина человека (IGKC). Валидированы для проточной цитометрии на образцах человека. Идеально подходят для исследований В-клеток и иммуноглобулинов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличыи МАТ против легкой цепи Ig к человека                                                                                       |
| Примечания/Псевдоним      | IGKC, HCAK1, IGKCD, Km                                                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| GeneID (Человек)          | 3514                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-107 легкой цепи Ig к человека (P01834) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | FC (Проточная цитометрия)                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                             |
| SWISS                     | P01834                                                                                                                              |
| Молекулярный вес белка    | 11 кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                    |