


Моноклональное Антитело Кролика Против Каппа-Легкой Цепи Иммуноглобулина Человека Для Проточной Цитометрии (Fc) - P01834

Артикул: CM0009302



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против константного участка каппа-легкой цепи иммуноглобулина человека (IGKC) для проточной цитометрии. Специфично к человеку, молекулярная масса ~11 кДа, валидировано для FC. Сырье для IVD, предназначенное для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое МАТ к каппа-легкой цепи Ig
Примечания/Альтернативные названия	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
Вид	Человек
ID гена (человек)	3514
ID гена	3514
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-107 каппа-легкой цепи Ig человека (P01834)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01834
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Хладопакет