


Моноклональное Антитело Кролика Против Легкой Цепи Каппа Иммуноглобулина Человека Для Проточной Цитометрии - P01834

Артикул: CM0012602



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , нацеленное на константную область легкой цепи каппа иммуноглобулина человека (P01834). Валидировано для применения в проточной цитометрии (FC).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против легкой цепи Ig к человека
Примечания/Альтернативные названия	K μ ; HCAK1; IGKCD
Вид	Человек
GeneID (человек)	3514
GeneID	3514
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-107 легкой цепи каппа иммуноглобулина человека (P01834).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01834
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом