


Моноклональное Кроличье Антитело К Человеческому IgA1 Для Проточной Цитометрии (Fc) — P01876

Артикул: CM0011025



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против константного региона человеческого IgA1. Валидировано для проточной цитометрии (FC). Распознаёт человеческий IgA1. Подходит для выявления IgA1-положительных клеток в исследованиях слизистого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к человеческому IgA1
Примечания/синоним	IgA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3493
GeneID	3493
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-353 человеческого IgA1.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P01876
Молекулярная масса белка	38 кДа/42 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом