

Моноклональное Антитело Кролик Против Человеческого IgE Для Проточной Цитометрии - P01854

Артикул: CM0011731



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против константной области человеческого IgE. Валидировано для проточной цитометрии (FC), идеально подходит для иммунофенотипирования В-клеток и исследований рецепторов IgE.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого IgE, моноклональное
Примечания/синонимы	IgE
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	3497
ID гена	3497
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 104-428 человеческого IgE (P01854).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01854
Молекулярная масса белка	47 кДа / 54 кДа / 59 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом