

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого IgE Для Проточной Цитометрии - P01854

Артикул: CM0010896



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против тяжелой цепи человеческого IgE, валидированные для проточной цитометрии. Подходят для исследования IgE-опосредованной гиперчувствительности, аллергии и активации иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий IgE мАт
Примечания/Псевдоним	IgE
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3497
GeneID	3497
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 104-428 человеческого IgE (P01854)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01854
Молекулярный вес белка	47kDa/54kDa/59kDa
Доставка	Ледяной пакет