


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого IgG (Fc) Для Fc - P01857

Артикул: CM0006203



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на Fc-фрагмент человеческого IgG. Валидировано для проточной цитометрии (FC). Идеально для детекции IgG и исследований Fc-рецепторов. SWISS: P01857.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое IgG (Fc) mAb
Вид	Человек
ID гена	3500 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-330 человеческого IgG1 (Fc) (P01857)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01857
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом