


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого IgG (Fc) Для Проточной Цитометрии - P01857

Артикул: CM0012229



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на Fc-область человеческого IgG (SWISS: P01857). Валидировано для проточной цитометрии; специфично к Fc человеческого IgG1. Идеально подходит для профилирования иммунных клеток, выявления антител и функциональных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против человеческого IgG (Fc)
Вид	Человек
Идентификатор гена	3500
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-330 человеческого IgG1 (Fc) (P01857).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P01857
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом