


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого IgG (Fc) Для Проточной Цитометрии - P01857

Артикул: CM0007764



введение

-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на Fc-фрагмент человеческого IgG, валидировано для проточной цитометрии (FC). Полезно для обнаружения мембранного IgG или иммунных комплексов в иммунологических исследованиях. P01857.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого IgG (Fc) mAb
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3500
GeneID	3500
Иммуноген	Рекомбинантный белок-фьюжн, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-330 человеческого IgG (Fc) (P01857).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01857
Доставка	Холодовой пакет