

Кроличья Моноклональная Антитела Против Человеческого IgG2 (Fc) Для ВБ, Ифа - P01859

Артикул: CM0010658



введение

Кроличья моноклональная антитела против области человеческого IgG2 (Fc), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Специфична к Fc-фрагменту человеческого IgG2. Подходит для исследований гуморального иммунитета и изотипов антител.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья мАнт против человеческого IgG2 (Fc)
Вид мишени	Человек
GeneID (человек)	3501
GeneID	3501
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 99-326 человеческого IgG2 (Fc) (P01859)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01859
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	С ледяным пакетом