


Моноклональное Кроличье Антитело К Человеческому IL-17Rb, Конъюгированное , Для Проточной Цитометрии — Q9Nrm6

Артикул: CM0012647



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому IL-17RB, конъюгированное красителем ABflo 488. Валидировано для проточной цитометрии (ПЦ). Направлено на рецептор IL-17B/E, участвующий в росте и дифференцировке гемопоэтических клеток. Только для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому IL-17RB
Примечания/Альтернативные названия	IL17RB; CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; интерлейкин-17 рецептор B
Вид	Человек
ID гена	55540 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 18-289 человеческого IL-17RB (NP_061195.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NRM6
Молекулярная масса белка	31 кДа/55 кДа
Доставка	С холодоэлементом