

Кролик Анти-Человеческий IL-1β Маb Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P01584

Артикул: CM0008250



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого IL-1β, конъюгированное с , предназначенное для применения в внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения воспалительных путей, высвобождения цитокинов и пироптоза в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий IL-1β маb
Примечания/Псевдоним	IL1B; IL-1; IL1-BETA; IL1F2; интерлейкин-1 бета
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3553
GeneID	3553
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 117-269 человеческого IL1β (NP_000567.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01584
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом