


Кроличья Моноклональная Антитела Против Человеческого IL-2 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P60568

Артикул: CM0011709



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого IL-2 (TCGF), конъюгированная с флуорофором, для внутриклеточной проточной цитометрии. Подходит для изучения иммунного ответа, роста Т-клеток и толерантности. Реагирует с человеческим материалом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья анти-человеческая IL-2 mAb
Примечания/псевдонимы	IL-2; TCGF; лимфокин
Вид	Человек
ID гена (человек)	3558
ID гена	3558
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 21-153 человеческого IL-2 (NP_000577.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ФЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P60568
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом