


, Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому IL-4 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии — P05112

Артикул: CM0010600



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на интерлейкин-4 человека (IL-4).
Рекомбинантный иммуноген; подходит для внутриклеточной проточной цитометрии образцов человека. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье антитело к человеческому IL-4, мАб
Примечания/синонимы	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Вид	Человек
Идентификатор гена	3565 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-153 человеческого IL-4 (NP_000580.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P05112
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом