


## Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому IL-5 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - P05113

Артикул: CM0010232



### введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий интерлейкин-5 (IL-5). Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии. Подходит для исследований биологии эозинофилов, аллергического воспаления и иммунных ответов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье антитело к человеческому IL-5 (mAb) |
| Примечания/Альтернативные названия | EDF; IL-5; TRF; интерлейкин-5                |
| Вид                                | Человек                                      |
| ID гена (Человек)                  | 3567                                         |
| ID гена                            | 3567                                         |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок                         |
| Источник                           | Кролик                                       |
| Категория                          | Моноклональные антитела                      |
| Применение                         | Проточная цитометрия (внутриклеточная)       |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                      |
| SWISS                              | P05113                                       |
| Молекулярная масса белка           | 15 кДа                                       |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                            |