


Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого IL-5 Для Проточной Цитометрии - P05113

Артикул: CM0004687



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные на человеческий IL-5, ключевой цитокин для регуляции эозинофилов. Валидированы для внутриклеточной проточной цитометрии (FC) в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий IL-5 мАт
Примечания/Псевдонимы	EDF; IL-5; TRF; интерлейкин-5
Вид	Человек
GeneID	3567
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-134 человеческого IL-5 (NP_000870.1)
ИсточникИсточник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05113
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Сумка со льдом